



Gamme Ambu® Neuroline

Aiguilles et électrodes à usage unique, destinées au diagnostic de maladies neurologiques, musculaires et cérébrales.





Une gamme complète d'électrodes et d'aiguilles de Neurologie à usage unique

Ambu a ouvert la voie de la conception et du développement d'électrodes à usage unique de haute qualité pour des enregistrements précis et fiables.

Electromyographie (EMG)



Electrodes de référence type 700-710 (surface - gel solide)



Electrodes de terre type 714



Electrodes actives et de référence aiguilles concentriques type 740



Aiguilles pour injection type Inoject 744

Etude de la Conduction Nerveuse (ECN)



Electrodes de référence type 700-710 (surface - gel solide)



Electrodes de terre type 714

Surveillance et Monitoring au Bloc Opératoire (BO)



Electrodes de surface avec gel solide type 700-710-715



Electrodes de terre type 714



Electrodes cupules type 726



Aiguilles sous cutanées type 745

Electroencéphalographie (EEG)



Electrodes cupules type 726



Aiguilles sous cutanées type 745

Potentiels Evoqués (PE)



Electrodes de référence type 700-710 (surface - gel solide) pour la pédiatrie



Electrodes de terre type 714



Electrodes actives et de référence type cupules 726 pour le patient adulte

Polysomnographie (PSG)



Electrodes cupules type 726



Electrodes de surface avec gel liquide type 720

Electrorétinographie (ERG) - Electrooculographie (EOG)



Electrodes actives et de référence avec gel solide type 700-710-715



Electrodes de terre type 714

Electronystagmographie (ENG)



Electrodes actives et de référence avec gel solide type 700-710



Electrodes de terre type 714

Gamme Aiguilles Ambu® Neuroline



Aiguilles concentriques Ambu® Neuroline 740

Connexion fiable au câble Ambu Neuroline Concentrique pour une transmission stable et de qualité optimale de l'aiguille au câble

Pas de risque de contamination croisée

Signal de haute qualité avec faible impédance pour des enregistrements précis et fiables

Embout avec code couleur permettant de vérifier facilement la taille d'aiguille

Pointe ultra effilée pour une pénétration en douceur de la peau et un plus grand confort du patient

Embout ergonomique

Repère d'index pour une identification immédiate de la position du biseau

Disponible en six tailles différentes

Précision de centrage du capteur argent pour des enregistrements uniformes et fiables



Câbles pour aiguilles concentriques Ambu® Neuroline 740

Câble réutilisable

Convient à tout équipement d'EMG



Longueur des câbles : 100 cm et 200 cm

Câble blindé pour un signal de haute qualité

Plus d'infos www.ambu.fr



Gamme Aiguilles **Ambu**[®] Neuroline



Aiguilles pour injection de toxine botulinique **Ambu**[®] Neuroline 744

Embout ergonomique pour une manipulation facile


Pointe biseautée ultra effilée et revêtement lisse pour une pénétration en douceur de la peau et un plus grand confort du patient

Disponible en six tailles différentes

Raccordement luer-lock pour une connexion sécurisée avec la seringue

Embout avec code couleur pour une identification immédiate de la taille d'aiguille

Disponible avec pré câblage de 76 cm




Aiguilles sous-cutanées **Ambu**[®] Neuroline 745

Pré-câblage avec code couleur pour une identification immédiate de la taille d'aiguille

Pas de risque de contamination croisée

Aiguille en acier inoxydable avec faibles niveaux de bruit et d'impédance

Pointe biseautée ultra effilée pour une pénétration cutanée la plus atraumatique possible





Gamme Electrodes de surface Ambu® Neuroline



Electrodes de surface Ambu® Neuroline 700 / 710

Repositionnement facile


Capteur Argent/Chlorure d'Argent pour une qualité d'enregistrement optimale

Gel solide respectant la peau

Zone de mesure : 263 mm² / 490 mm²

Adapté à l'enregistrement des muscles de la zone du visage et chez les enfants

Forme spécifique pour un maintien de l'électrode même en cas de traction



Câbles de connexion avec code couleur facilitant l'identification



Electrodes de surface Ambu® Neuroline 720 / 720-00-S


Electrode à gel liquide pour un meilleur confort cutané

Disponible avec un connecteur de 1,5 mm, un connecteur de 0,7mm et avec un connecteur de 2,0 mm, et avec bouton-pression

Zone de mesure : 95 mm²

Adapté aux examens de longue durée tels que les enregistrements du sommeil

Contact électrique et signal instantanés



Gamme Electrodes de surface Ambu® Neuroline



Electrodes Cupules Ambu® Neuroline 726



Electrodes de terre Ambu® Neuroline 714




Tableau récapitulatif des conditionnements et durée de validité des électrodes de surface **Ambu®** Neuroline

Référence	Longueur Câble en cm	couleur de câble	Validité Sachet scellé/ouvert (mois)	Quantité/ Sachet	Nb Sachet/ Boîte	Quantité/ Boîte	Nb Boîte/ Carton	Quantité/ Carton
700 01-K/12	10	□	18/1	12	20	240	8	1920
700 01-SC/12	10	□	18/1	12	20	240	8	1920
700 02-K/12	20	□	18/1	12	20	240	8	1920
700 02-SC/12	20	□	18/1	12	20	240	8	1920
700 05-K/12	50	□	18/1	12	20	240	8	1920
700 10-J/12	100	■ ■ ■ □	18/1	12	10	120	8	960
700 10-K/12	100	■ ■ ■ □	18/1	12	10	120	8	960
700 10-K/C/12	100	□	18/1	12	10	120	8	960
700 15-K/12	150	□	18/1	12	10	120	8	960
700 15-K/C/12	150	■ ■ ■ □	18/1	12	10	120	8	960
710 01-SC/12	10	□	18/1	12	20	240	8	1920
710 05-K/12	50	□	18/1	12	20	240	8	1920
710 10-J/12	100	□	18/1	12	10	120	8	960
710 10-K/12	100	□	18/1	12	10	120	8	960
710 15-K/12	150	□	18/1	12	10	120	8	960
710 15-K/C/12	150	■ ■ ■	18/1	12	10	120	8	960
714 10-M/1	100	■	18/1	1	25	25	8	200
714 15-M/1	150	■	18/1	1	25	25	8	200
714 25-M/1	250	■	18/1	1	25	25	8	200
715 05-K/C/12	50	■ ■ ■	24/1	12	20	240	8	1920
715 08-K/C/12	80	■ ■ ■	24/1	12	10	120	8	960
715 12-K/C/12	120	■ ■ ■	24/1	12	10	120	8	960
715 20-K/C/12	200	■ ■ ■	24/1	12	10	120	8	960
720 00-S/25	-	□	12/1	25	40	1000	2	2000
720 01-K/12	10	□	12/1	12	20	240	8	1920
720 01-SC/12	10	□	12/1	12	20	240	8	1920
720 10-K/C/12	100	□	12/1	12	50	420	2	960
720 10-K/10	100	□	12/1	10	50	420	2	840
720 15-J/10	150	□	12/1	10	50	420	2	840
720 15-K/10	150	□	12/1	10	50	420	2	840
720 20-K/C/12	200	■ ■ ■ □	15/1	12	40	480	2	960
726 10-M/10	100	10 différents	24/1	10	50	460	2	920
726 15-M/10	150	10 différents	24/1	10	50	460	2	920
726 20-M/10	200	10 différents	24/1	10	50	460	2	920



Tableau récapitulatif des conditionnements et durée de validité des électrodes aiguilles Ambu® Neuroline

Référence	Longueur Aiguille en mm	mm/Gauge n°	Longueur Câble en cm	couleur de câble	Validité Sachet scellé/ ouvert (mois)	Quantité/ Sachet	Nb Sachet/ Boîte	Quantité/ Boîte	Nb Boîte/ Carton	Quantité/ Carton
740 25-30/25	25	0,30/30G	en cm	■	36	1	25	25	16	400
740 25-45/25	25	0,45/26G	-	■	36	1	25	25	16	400
740 30-35/25	30	0,35/28G	-	■	36	1	25	25	16	400
740 38-45/25	38	0,45/26G	-	■	36	1	25	25	16	400
740 50-45/25	50	0,45/26G	-	■	36	1	25	25	16	400
740 75-65/25	75	0,65/23G	-	■	36	1	25	25	16	400
744 25-30/10	25	0,30/30G	76	■	60	1	10	10	16	160
744 30-36/10	30	0,36/28G	76	■	60	1	10	10	16	160
744 35-40/10	35	0,40/27G	76	■	60	1	10	10	16	160
744 38-45/10	38	0,45/26G	76	■	60	1	10	10	16	160
744 50-50/10	50	0,50/25G	76	■	60	1	10	10	16	160
744 75-55/10	75	0,55/24G	76	■	60	1	10	10	16	160
745 12- 50/24	12	0,40/27G	50	□ ■ ■ ■ ■ ■	60	1	24	24	16	400
745 12-100/24	12	0,40/27G	100	□ ■ ■ ■ ■ ■	60	1	24	24	16	400
745 12-150/24	12	0,40/27G	150	□ ■ ■ ■ ■ ■	60	1	24	24	16	400
745 12-250/24	12	0,40/27G	250	□ ■ ■ ■ ■ ■	60	1	24	24	16	400
746 12-100/1/20	12	0,40/27G	100	*	60	1 paire	20	20	8	200
746 12-150/1/20	12	0,40/27G	150	*	60	1 paire	20	20	8	200
746 12-200/1/20	12	0,40/27G	200	*	60	1 paire	20	20	8	200
746 12-250/1/20	12	0,40/27G	250	*	60	1 paire	20	20	8	200

Pour électrodes de surface Ambu Neuroline 700, 710 et électrodes de terre Ambu Neuroline 714

Exemple : Référence	700	01	K/12
Type d'électrode		longueur du câble	Connecteur/nombre d'électrodes par sachet

Pour électrodes de surface Ambu Neuroline 715

715	05	K/C/12
Type d'électrode	longueur du câble	Connecteur/câble avec code couleur/nombre d'électrodes par sachet

Pour aiguilles concentriques Ambu Neuroline 740 et aiguilles Inoject Ambu Neuroline 744

Exemple : Référence	740	25	30/25
type d'aiguille	longueur d'aiguille	calibre/ nombre d'aiguilles par boîte	

Pour aiguilles sous-cutanées Ambu Neuroline 745

745	12	50/24
type d'aiguille	longueur d'aiguille	longueur du câble /nombre d'aiguilles par boîte

